

LOTTO 61		
Cerotti stabilizzatori per set aghi di infusione intraossea		TELEFLEX MEDICAL
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30.00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24.00
	Giudizio Commissario 2	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24.00
	Giudizio Commissario 3	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	24.00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20.00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16.00
	Giudizio Commissario 2	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16.00
	Giudizio Commissario 3	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16.00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20.00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16.00
	Giudizio Commissario 2	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16.00
	Giudizio Commissario 3	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16.00

AA

BB

CC

LOTTO 61

Cerotti stabilizzatori per set aghi di
infusione intraossea

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	TELEFLEX MEDICAL
Punti qualità attribuiti Comm.1	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.2	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.3	56.00
Media dei punti di qualità attribuiti	56.00
Punteggio massimo attribuito	56.00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	TELEFLEX MEDICAL
Coefficiente di riparametrizzazione	1.00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	TELEFLEX MEDICAL
Punti qualità riparametrizzati	70.00





LOTTO 62 Sistema sterile monouso per l'incisione cutanea del tallone dei neonati per prelievi di sangue capillare dotato di lama d'incisione in acciaio inox e dispositivo di sicurezza Latex free sterilizzato a raggi gamma. Mis .varie					
		ATM SERVICE	SARSTEDT	BEMAR ITALIA	SMITHS MEDICAL ITALIA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30.00	30.00	30.00	30.00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0.80	0.80	0.80	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24.00	24.00	24.00	24.00
	Giudizio Commissario 2	0.80	0.80	0.80	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24.00	24.00	24.00	24.00
	Giudizio Commissario 3	0.80	0.80	0.80	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	24.00	24.00	24.00	24.00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0.80	0.60	0.80	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16.00	12.00	16.00	16.00
	Giudizio Commissario 2	0.80	0.60	0.80	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16.00	12.00	16.00	16.00
	Giudizio Commissario 3	0.80	0.60	0.80	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16.00	12.00	16.00	16.00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0.60	0.60	0.60	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12.00	12.00	12.00	16.00
	Giudizio Commissario 2	0.60	0.60	0.60	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12.00	12.00	12.00	16.00
	Giudizio Commissario 3	0.60	0.60	0.60	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12.00	12.00	12.00	16.00

LOTTO 62

Sistema sterile monouso per l'incisione cutanea del tallone dei neonati per prelievi di sangue capillare dotato di lama d'incisione in acciaio inox e dispositivo di sicurezza Latex free sterilizzato a raggi gamma. Mis .varie

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	ATM SERVICE	SARSTEDT	BEMAR ITALIA	SMITHS MEDICAL ITALIA
Punti qualità attribuiti Comm.1	52.00	48.00	52.00	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.2	52.00	48.00	52.00	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.3	52.00	48.00	52.00	56.00
Media dei punti di qualità attribuiti	52.00	48.00	52.00	56.00
Punteggio massimo attribuito	56.00			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	ATM SERVICE	SARSTEDT	BEMAR ITALIA	SMITHS MEDICAL ITALIA
Coefficiente di riparametrizzazione	0.93	0.86	0.93	1.00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	ATM SERVICE	SARSTEDT	BEMAR ITALIA	SMITHS MEDICAL ITALIA
Punti qualità riparametrizzati	65.00	60.00	65.00	70.00

LOTTO 63				
Lacci radiopachi in silicone, sterili a raggi gamma, 4 colori, per sospensione vascolare - 0.9 x 1.5 mm - 1 x 2.5 mm - 1.3 x 5 mm (50 cm)		SVAS BIOSANA	ID & CO	TAU MEDICA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30.00	30.00	30.00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21.00	21.00	21.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21.00	21.00	21.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21.00	21.00	21.00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14.00	14.00	14.00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0.60	0.60	0.60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12.00	12.00	12.00
	Giudizio Commissario 2	0.60	0.60	0.60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12.00	12.00	12.00
	Giudizio Commissario 3	0.60	0.60	0.60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12.00	12.00	12.00

LOTTO 63

Lacci radiopachi in silicone, sterili a raggi gamma, 4 colori, per
sospensione vascolare - 0.9 x 1.5 mm - 1 x 2.5 mm - 1.3 x 5 mm (50 cm)

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	SVAS BIOSANA	ID & CO	TAU MEDICA
Punti qualità attribuiti Comm.1	47.00	47.00	47.00
Punti qualità attribuiti Comm.2	47.00	47.00	47.00
Punti qualità attribuiti Comm.3	47.00	47.00	47.00
Media dei punti di qualità attribuiti	47.00	47.00	47.00
Punteggio massimo attribuito	47.00		
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	SVAS BIOSANA	ID & CO	TAU MEDICA
Coefficiente di riparametrizzazione	1.00	1.00	1.00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	SVAS BIOSANA	ID & CO	TAU MEDICA
Punti qualità riparametrizzati	70.00	70.00	70.00

Handwritten signatures in blue and black ink, including a circular stamp or mark.

LOTTO 64		
cateteri venosi centrali in poliuretano con accesso periferico monolume ,marcatatura distale della punta e centimetrica su tutta la lunghezza del tubo con linee a circa 5-10-15-20-25 cm, diametro 1 fr lung.20 cm con mandrino		VYGON ITALIA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30.00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24.00
	Giudizio Commissario 2	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24.00
	Giudizio Commissario 3	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	24.00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20.00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16.00
	Giudizio Commissario 2	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16.00
	Giudizio Commissario 3	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16.00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20.00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16.00
	Giudizio Commissario 2	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16.00
	Giudizio Commissario 3	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16.00

LOTTO 64

cateteri venosi centrali in poliuretano
 con accesso periferico monolume
 ,marcatatura distale della punta e
 centimetrica su tutta la lunghezza del
 tubo con linee a circa 5-10-15-20-25
 cm, diametro 1 fr lung.20 cm con
 mandrino

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	VYGON ITALIA
Punti qualità attribuiti Comm.1	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.2	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.3	56.00
Media dei punti di qualità attribuiti	56.00
Punteggio massimo attribuito	56.00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	VYGON ITALIA
Coefficiente di riparametrizzazione	1.00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	VYGON ITALIA
Punti qualità riparametrizzati	70.00





